


Niść liftingująca nr 1 na świecie

CARA
T H R E A D

Lifting
twarzy i ciała
bez skalpela!



11 rodzajów nici
rewitalizujących
i liftingujących

Sprawdź na
 Dermatic.pl

Niść liftingująca nr 1 na świecie



Nowa technologia Lifting twarzy i ciała bez skalpela

Nici CARA to nowa rewolucyjna metoda liftingu zarówno twarzy, jak i ciała. Zastosowana technologia wykorzystuje innowacyjny monofilament z polidoksanonu (PDO). Działanie nici CARA jest oparte na systemie produkcji kolagenu i reakcjach zachodzących wewnątrz tkanek. Reakcje te ostatecznie prowadzą do naciągnięcia i wygładzenia skóry. Rezultaty zabiegu są widoczne zaraz po aplikacji, jednak pełnia efektu jest widoczna po upływie około 12 tygodni od zabiegu. Po implantacji odpowiednio dobranych nici techniką zapewniającą optymalny efekt, rezultaty utrzymają się do około roku ze względu na zainicjowany proces produkcji kolagenu i remodeling tkanek. Nici CARA, dzięki naturalnej reakcji organizmu na wprowadzenie w warstwę skóry właściwej sterylnego ciała obcego, są łatwym i bezpiecznym rozwiązaniem pozwalającym na przywrócenie skórze zdrowego i młodego wyglądu.



**Najwyższej jakości
igły z Japonii**
dla bezbolesnego
zabiegu.


PDO prosto z Korei Płd.
Producent monofilamentu
- MAS samodzielnie
kontroluje jakość, proces
badawczo-rozwojowy oraz
produkcję nici, zapewniając
najwyższej jakości produkt.

**Gąbka medyczna
niemieckiej produkcji.**
Bezpieczna i sterylna
gąbka, całkowicie różna
od zwykłej gąbki prze-
mysłowej.



CERTYFIKATY


GMP
(DOBRA PRAKTYKA
PRODUKCYJNA)



CERTYFIKAT
ISO 13485




CERTYFIKAT
PRODUCENTA




CERTYFIKAT
ZGODNOŚCI CE



ZAŚWIADCZENIE
INSTYTUTU
BADAWCZEGO



PATENT
NA NIĆ GOLD



NICI PDO CARA MONO

01

Niść **CARA MONO** to podstawowy model nici PDO używany w celu wzmocnienia i naciągnięcia skóry poprzez pobudzenie produkcji kolagenu. Polecana dla początkujących użytkowników oraz jako element bardziej złożonych kompozycji wraz z innymi niściami.

Wskazania:

- Wzmocnienie skóry twarzy i ciała
- Rewitalizacja skóry
- Odmładzanie okolicy oczu
- Likwidacja zmarszczek
- Konturowanie ust
- Rewitalizacja środkowej części szyi
- Modelowanie sylwetki

Liczba włókien

» Pojedyncza niść

Efekt

» Pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny
» Odmłodzenie cery

Typ igły

» Tradycyjna igła medyczna

Trwałość rezultatów

» 6–8 miesięcy


Data ważności

» 1,5 roku

Miejsce aplikacji

» Twarz, ciało

Model	Igła			PDO		Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
M2638	Igła	26G	38mm	50mm	5-0	Saszetka = 20 nici
M2650			50mm	75mm	5-0	
M2660			60mm	90mm	5-0	
M2690			90mm	150mm	5-0	
M2938		29G	38mm	50mm	6-0	
M2950	50mm	75mm	6-0			
M3025	30G	25mm	30mm	7-0		
M3038		38mm	50mm	7-0		



MONO

NICI PDO CARA MONO CLEAR

Niść **CARA MONO CLEAR** to całkowicie nowy typ pojedynczej nici MONO, która nie zawiera żadnego rodzaju substancji barwiących. Zastosowanie i rezultaty są identyczne jak w przypadku zwykłej nici pojedynczej, ale jej stosowanie zaleca się w celu uniknięcia możliwego „efektu tatuażu”.

Wskazania:

- Wzmocnienie skóry twarzy i ciała
- Rewitalizacja jasnej, cienkiej i delikatnej skóry
- Odmładzanie okolicy oczu
- Likwidacja zmarszczek
- Konturowanie ust
- Rewitalizacja środkowej części szyi
- Modelowanie sylwetki

Liczba włókien

» Pojedyncza niść

Efekt

» Pobudzenie produkcji kolagenu i elastyny
» Odmłodzenie cery

Typ igły

» Tradycyjna igła medyczna

Trwałość rezultatów

» 6~8 miesięcy

Data ważności

» 1,5 roku

Miejsce aplikacji

» Twarz, ciało



Model	Igła		PDO			Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
M2638C	Igła	26G	38mm	50mm	5-0	Saszetka = 20 nici Karton = 5 saszetek
M2650C			50mm	75mm	5-0	
M2660C			60mm	90mm	5-0	
M2690C			90mm	150mm	5-0	
M2938C		29G	38mm	50mm	6-0	
M2950C	50mm		75mm	6-0		

NICI PDO CARA MULTI

Niść **CARA MULTI** to splecione dwie nici typu mono dla uzyskania zwiększonej produkcji kolagenu i elastyny. Efekt jest silniejszy i trwalszy niż w przypadku nici pojedynczej. Niść tę aplikuje się często w połączeniu z niściami Cog, które wspólnie tworzą rusztowanie tkankowe.

Wskazania:

- Likwidacja podwójnego podbródka
- Podniesienie brwi
- Likwidacja zmarszczek
- Korekcja kształtu twarzy, nosa
- Modelowanie ciała

Liczba włókien	» Podwójna niść
Efekt	» Zwiększenie produkcji kolagenu i elastyny » Odmłodzenie cery
Typ igły	» Tradycyjna igła medyczna
Trwałość rezultatów	» 7~9 miesięcy
Data ważności	» 1,5 roku
Miejsce aplikacji	» Twarz, ciało



Model	Igła			PDO		Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
T2538	Igła	25G	38mm	50mm	6-0(x2)	Saszetka = 20 nici Karton = 5 saszetek
T2550			50mm	75mm	6-0(x2)	
T2638	26G	26G	38mm	50mm	7-0(x2)	
T2650			50mm	75mm	7-0(x2)	
T2690			90mm	150mm	7-0(x2)	

NICI PDO CARA SCREW

Niść **CARA SCREW** to niść typu mono, owinięta „na okrętkę” na długości igły. Dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii firmy MAS, kształt śruby zostaje w idealny sposób zachowany nawet po wprowadzeniu nici w skórę. Niść umożliwia uzyskanie efektu wolumetrycznego – spłycenia zmarszczek i wgłębień.

Wskazania:

- Likwidacja podwójnego podbródka
- Podniesienie brwi
- Likwidacja zmarszczek
- Korekcja kształtu nosa
- Korekcja kształtu twarzy
- Modelowanie ciała

Liczba włókien	» Pojedyncza niść
Efekt	» Wolumetria, zwiększenie produkcji kolagenu » Odmłodzenie cery
Typ igły	» Tradycyjna igła medyczna
Trwałość rezultatów	» 6~8 miesięcy
Data ważności	» 1,5 roku
Miejsce aplikacji	» Twarz, ciało



Model	Igła			PDO		Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
H2660	Igła	26G	60mm	90mm	6-0	Saszetka = 20 nici
H2690			90mm	150mm	6-0	
H2938		29G	38mm	65mm	7-0	Karton = 5 saszetek
H2950			50mm	75mm	7-0	

NICI PDO CARA MULTI SCREW

Niść **CARA MULTI SCREW** to przeplecione na igle dwie nici w kształcie przypominające śrubkę. Dzięki wykorzystaniu specjalnej technologii firmy MAS, kształt śruby zostaje w idealny sposób zachowany nawet po wprowadzeniu nici w skórę. Niść umożliwia uzyskanie efektu wolumetrycznego – spłycenia zmarszczek i dołeczków.

Wskazania:

- Likwidacja podwójnego podbródka
- Podniesienie brwi
- Likwidacja zmarszczek
- Korekcja kształtu twarzy, nosa
- Modelowanie ciała

Liczba włókien	» Podwójna niść
Efekt	» Zaawansowana wolumetria; pobudzenie produkcji kolagenu » Odmłodzenie cery
Typ igły	» Tradycyjna igła medyczna
Trwałość rezultatów	» 7~9 miesięcy
Data ważności	» 1,5 roku
Miejsce aplikacji	» Twarz, ciało

Model	Igła			PDO		Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
TH2538	Igła	25G	38mm	50mm	6-0(x2)	Saszetka = 20 nici
TH2550			50mm	75mm	6-0(x2)	
TH2638	Igła	26G	38mm	50mm	7-0(x2)	Karton = 5 saszetek
TH2650			50mm	75mm	7-0(x2)	
TH2690			90mm	150mm	7-0(x2)	



NICI PDO CARA COG

Nić **CARA COG** to nić PDO z haczykami. Dzięki intensywnym badaniom rozwojowym MAS, nić COG charakteryzuje się niezwykłą przyczepnością i odpornością na rozciąganie. Takie właściwości umożliwiają uzyskanie znakomitych – natychmiastowych i długotrwałych, efektów liftingu zarówno w obrębie twarzy, jak i całego ciała. Kolejną zaletą nici Cog to jej idealne wymiary zapewniające bezproblemową aplikację i uniemożliwiające przerwanie nici w trakcie i po zabiegu. Możliwe jest uzyskanie podwójnego efektu przy zastosowaniu nici COG w połączeniu z innymi modelami.

Wskazania:

- Odmłodzenie skóry
- Zwężenie porów
- Wyglądzenie zmarszczek
- Lifting wiotkiej skóry na twarzy, szyi, ramionach, brzuchu, pośladkach

JEDNOKIERUNKOWA

Liczba włókien	» Pojedyncza nić (z haczykami)
Efekt	» Natychmiastowy, silny i długotrwały efekt liftingujący
Typ igły	» Tradycyjna igła medyczna
Trwałość rezultatów	» 10–12 miesięcy
Data ważności	» 1 rok
Miejsce aplikacji	» Twarz, ciało



Model	Igła		PDO			Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
C2338	Igła	23G	38mm	50mm	4-0	Saszetka = 8 nici Karton = 6 saszetek
C2360			60mm	90mm	4-0	
C2390			90mm	150mm	4-0	

DWUKIERUNKOWA

- Liczba włókien** » Pojedyncza nić (z haczykami)
- Efekt** » Natychmiastowy, silny i długotrwały efekt liftingujący
- Typ igły** » Tradycyjna igła medyczna
- Trwałość rezultatów** » 10–12 miesięcy
- Data ważności** » 1 rok
- Miejsce aplikacji** » Twarz, ciało



Model	Igła			PDO		Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
M19B1014	Tępa igła	19G	100mm	140mm	0	Saszetka = 8 nici
M21D2010		21G	90mm	130mm	2-0	
M32D3009		23G	60mm	90mm	3-0	Karton = 6 saszetek
M32D3011			90mm	110mm	3-0	

COG DWUKIERUNKOWA

WIELOKIERUNKOWA

- Liczba włókien** » Pojedyncza nić (z haczykami)
- Efekt** » Natychmiastowy, silny i długotrwały efekt liftingujący
- Typ igły** » Tradycyjna igła medyczna
- Trwałość rezultatów** » 10–12 miesięcy
- Data ważności** » 1 rok
- Miejsce aplikacji** » Twarz, ciało



Model	Igła			PDO		Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
M21E2013	Tępa igła	21G	90mm	130mm	2-0	Saszetka = 8 nici
M23E3009		23G	60mm	90mm	3-0	
M23E3012			90mm	120mm	3-0	Karton = 6 saszetek

COG WIELOKIERUNKOWA

NICI PDO CARA COG 6D

Niść **CARA COG 6D** to niść PDO z haczykami. Dzięki intensywnym badaniom rozwojowym MAS, niść COG charakteryzuje się niezwykłą przyczepnością i odpornością na rozciąganie. Takie właściwości umożliwiają uzyskanie znakomitych – natychmiastowych i długotrwałych, efektów liftingu zarówno w obrębie twarzy, jak i całego ciała. Kolejną zaletą nici Cog są jej idealne wymiary zapewniające bezproblemową aplikację i uniemożliwiające przerwanie nici w trakcie i po zabiegu. Możliwe jest uzyskanie podwójnego efektu przy zastosowaniu nici COG w połączeniu z innymi modelami. Nici **CARA COG 6D dostępne w opcji na kaniuli** wprowadzane są za pomocą tępej kaniuli, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanek bądź naczyń krwionośnych, a co za tym idzie – redukuje ryzyko powstania siniaków, krwinków lub intensywnej opuchlizny po zabiegu.

Wskazania:

- Działanie anti-aging
- Lifting konturów twarzy
- Likwidacja bruzd nosowo-wargowych
- Widoczne odmłodzenie i poprawa tekstury skóry

Liczba włókien	» Pojedyncza niść (z haczykami)
Efekt	» Natychmiastowy, silny i długotrwały efekt liftingujący
Typ igły	» Tradycyjna igła medyczna lub kaniula
Trwałość rezultatów	» 10~12 miesięcy
Data ważności	» 1 rok
Miejsce aplikacji	» Twarz, ciało



Model	Igła			PDO		Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
M19T1019	Tępa igła	19G	100mm	195mm	0	Saszetka = 4 nici Karton = 6 saszetek
M19T2018		21G	90mm	180mm	2-0	
M19T3015		23G	60mm	150mm	3-0	
M19T3018			90mm	180mm	3-0	
L19T1019	Kaniula	19G	100mm	195mm	0	
L21T2018		21G	90mm	180mm	2-0	
L23T3015		23G	60mm	150mm	3-0	
L23T3018			90mm	180mm	3-0	

NICI PDO CARA COG NOSE

Niść **PDO CARA COG NOSE** jest wprowadzana przy wykorzystaniu tępej kaniuli typu „L”, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanek bądź naczyń krwionośnych, a co za tym idzie – zredukowane zostaje ryzyko powstania siniaków, krwaków lub intensywnej opuchlizny po zabiegu. Dodatkową zaletą takiej budowy kaniuli jest wyjątkowo łatwa regulacja kierunku obracania gwintu.

Wskazania:

- Proste, niechirurgiczne konturowanie końcówki nosa i mostka
- Redukcja wysokiego nosa, końca (czubka) nosa, grzbietu nosa
- Wyszczuplenie zaokrąglonych boków nosa i „skrzydeł” nosa
- Regeneracja tkanek miękkich w warstwie skóry właściwej

Liczba włókien	» Pojedyncza nić (z haczykami)
Efekt	» Natychmiastowy, silny i długotrwały efekt liftingujący
Typ igły	» kaniula typu „L”
Trwałość rezultatów	» 8~12 miesięcy
Data ważności	» 1 rok
Miejsce aplikacji	» Twarz, ciało



Model	Igła			PDO		Opakowanie
	Typ	Rozmiar	Długość	Długość	USP	
L19E0206	Kaniula	19G	60mm	38mm	2	Saszetka = 2 nici Karton = 6 saszetek
L19E0207			70mm	60mm	2	

Lifting konturów twarzy - przykładowy protokół stosowania

W celu uniknięcia zakażeń, niezbędna jest maksymalizacja warunków sterylności przed, w trakcie i po zabiegu.

Należy upewnić się, czy włosy i inne, obce substancje nie dostały się do obszaru iniekcji.

6D Cog **KROK 3**



6D Cog **KROK 4**




6D Cog
KROK 1



6D Cog
KROK 2



6D Cog
KROK 5



6D Cog
KROK 6



Nić liftingująca nr 1 na świecie

CARA
T H R E A D

Lifting
twarzy i ciała
bez skalpela!



Dystrybutor w Polsce

Dermatic.pl



kontakt@dermatic.pl



+48 690 020 021



fb.me/dermaticp



[@dermatic.pl](https://www.instagram.com/dermatic.pl)